



FELURO® SUSPENSION ORALE APPÉTENTE POUR CHATS

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE. AIDE À MAINTENIR DES VOIES URINAIRES SAINES.

Feluro est une suspension liquide appétente et contient une association d'ingrédients pour aider à maintenir des voies urinaires saines.

Les ingrédients de FELURO apportent 4 principaux bénéfices	
<ul style="list-style-type: none">• N-Acetyl-D-Glucosamine (origine fermentaire)• Concentré aqueux de fleurs d'hibiscus• Concentré de thé vert séché	<ul style="list-style-type: none">• Maintient la muqueuse normale des voies urinaires• Maintient des cellules des voies urinaires saines en cas de stress oxydatif• Aide à garder les voies urinaires stériles• Aide à diminuer les réactions de stress en relation avec des événements externes

COMPOSITION: Huile végétale raffinée (Olive et Coprah), N-Acétyle-D-Glucosamine (origine fermentaire) 6.28 %, Dérivés d'origine végétale, Gamma Cyclodextrine, Lécithines brutes, Concentré de thé vert séché* (min 1.88 %), Monostearate de glycérol, Levures, Maltodextrine, Concentré aqueux de fleurs d'hibiscus** (min 0.46 %), Sucres, Minéraux.


* source riche en L-Théanine / ** contient des polyphénols

ADDITIFS: Substances aromatiques, conservateur.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Matières grasses brutes: 76.0 %, Protéine brute: 4.5 %, Cellulose brute: < 2 %, Cendre brute: 1.7 %, L-Théanine: 1.1 %, Polyphénol : 0.3 %.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION: Bien secouer avant chaque utilisation. Une légère sédimentation est normale. Donner 1 ml deux fois par jour à l'aide de la seringue doseuse disponible. Laisser de l'eau à disposition en permanence. Ne pas dépasser la quantité recommandée.

CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE (voir illustrations ci-dessous): 1: Bien secouer. 2: Dévisser le bouchon blanc. 3&4: Visser et ouvrir le bouchon bleu. 5: Insérer la seringue. 6: Renverser le flacon et remplir la seringue. 7: Replacer le flacon en position verticale avant d'extraire la seringue. 8: Mélanger le produit à la nourriture ou 8bis : alternativement, introduire directement dans la bouche. 9: Fermer le flacon et rincer la seringue à l'eau.



CONSERVATION: Conserver dans un endroit sec, à température ambiante, même après ouverture. Le produit peut geler à basse température, mais revient à son aspect initial après quelques heures à température ambiante, sans que cela n'affecte la qualité du produit. Après ouverture. À utiliser dans les 2 mois.

PRÉSENTATION: Flacon de 60 ml avec ADAPTACAP® et seringue de dosage.

FABRICANT: αFR 36035007

RESPONSABLE DE L'ÉTIQUETAGE: Virbac, 1ère avenue 2065m LID, 06516 Carros, Frankreich, FR06 033 044

DISTRIBUTION: Virbac Schweiz AG, Cherstrasse 4, CH-8152 Glattbrugg (CH32462)

Mise à jour de l'information: mai 2024