



FELURO® SOSPENSIONE ORALE APPETIBILE PER GATTI

MANGIME COMPLEMENTARE. AIUTA A MANTENERE LE VIE URINARIE SANE

Feluro è una sospensione liquida appetibile contenente una combinazione di ingredienti che aiuta a mantenere sane le vie urinarie.

Gli ingredienti di FELURO apportano 4 vantaggi principali	
<ul style="list-style-type: none">• N-Acetil-D-Glucosamina (prodotta tramite fermentazione)• Concentrato acquoso di fiori d'ibisco• Concentrato di tè verde essiccato	<ul style="list-style-type: none">• Mantiene normale la mucosa delle vie urinarie• Mantiene sane le cellule delle vie urinarie in caso di stress ossidativo• Aiuta a mantenere sterili le vie urinarie• Aiuta a diminuire le reazioni da stress in relazione a eventi esterni

COMPOSIZIONE: Olio vegetale raffinato (oliva e copra), N-Acetil-D-Glucosamina (prodotta tramite fermentazione) 6,28%, derivati vegetali, gamma ciclodestrina, lecitine grezze, concentrato di tè verde essiccato* (min. 1,88%), monostearato di glicerolo, lieviti, maltodestrina, concentrato acquoso di fiori d'ibisco** (min. 0,46%), zuccheri, minerali


**fonte ricca di L-teanina / **Contiene polifenoli*

ADDITIVI: Sostanze aromatiche, conservante.

COMPONENTI ANALITICI: Materie grasse grezze: 76,0 %, proteina grezza: 4,5 %, cellulosa grezza: < 2 %, cenere grezza: 1,7 %, L-teanina: 1,10 %, polifenolo: 0,3 %.

ISTRUZIONI PER L'USO: Agitare energicamente prima di ogni utilizzo. Una leggera sedimentazione è normale. Somministrare 1 ml due volte al giorno utilizzando la siringa dosatrice fornita. L'acqua deve essere sempre disponibile. Non superare la quantità raccomandata.

CONSIGLI PER UN CORRETTO USO (vedi illustrazioni sotto): **1:** Agitare energicamente. **2:** Svitare il tappo bianco **3&4:** Avvitare ed aprire il tappo blu. **5:** Inserire la siringa. **6:** Capovolgere il flacone e riempire la siringa. **7:** Riportare il flacone in posizione verticale prima di rimuovere la siringa. **8:** Mescolare il prodotto con l'alimento o **8bis:** in alternativa metterlo direttamente in bocca. **9:** Chiudere il flacone e sciacquare la siringa con acqua.



CONSERVAZIONE: Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente, anche dopo l'apertura. Il prodotto potrebbe congelare a basse temperature, ma tornare all'aspetto iniziale dopo alcune ore a temperatura ambiente senza influire sulla qualità del prodotto. Dopo l'apertura, utilizzare entro 2 mesi

PRESENTAZIONE: Flacone da 60 ml con ADAPTACAP® e siringa dosatrice.

PRODUTTORE: αFR 36035007

RESPONSIBILE DELL'ETICHETTATURA: Virbac, 1ère avenue 2065m LID, 06516 Carros, Frankreich, FR06 033 044

DISTRIBUZIONE: Virbac Schweiz AG, Cherstrasse 4, CH-8152 Glattbrugg (CH32462)

Aggiornamento delle informazioni: maggio 2024